


# 設施與使用說明



自動血壓計

1. 掃描衛保組門口足跡QR code
2. 開門後量額溫酒精消毒後入內自行使用
3. 請安靜休息5-10分鐘後測量
4. 自行取走列印結果
5. 如有疑問可請教護理師



小型分體組成成份分析儀

1. 須於開放時間內量測，非開放時間無法提供服務
2. 掃描衛保組側門足跡QR code
3. 量額溫酒精消毒後入內自行量測
4. 自行取走列印結果
5. 如有疑問可請教護理師



傷口照護及衛教服務

1. 每天8:00-17:00提供服務
2. 掃描衛保組門口足跡QR code
3. 量額溫酒精消毒後入內等候
4. 護理師換藥後請登錄本組平板服務項目
5. 如有傷口照護疑問可請教護理師



- 減重新知
- 有氧課程
- 營養師諮詢
- 個案追蹤管理

## 健康促進體位管理